



Agar Legionella BCYE / GVPC


Medio selectivo para el aislamiento y cultivo de *Legionella*

Medio de color
uniforme

Sensibilidad
muy alta

FÓRMULA EN GRAMOS POR LITRO

Extracto de Levadura	10.00	L-Cisteína	0.40
Carbón Activado	2.00	Pirofosfato Férrico	0.25
Agar Bacteriológico	13.00	Polimixina B	79200 UI
ACES	10.00	Glicina	3.00
KOH	2.00	Cicloheximida	0.08
Alfa-Cetoglutarato	1.00	Vancomicina	0.01




Nº Cat. 1311 BASE DE AGAR PARA LEGIONELLA CYE 500 g
Nº Cat. 6022 SUPLEMENTO PARA LEGIONELLA BCYE
 10 viales. Cada vial para 100 ml de medio
Nº Cat. 6025 SUPLEMENTO PARA LEGIONELLA GVPC
 10 viales. Cada vial para 500 ml de medio

Nº Cat. 985 PLACA DE AGAR LEGIONELLA BCYE/GVPC
 10 placas
Nº Cat. 912 PLACA DE AGAR SANGRE
 10 placas



Agar Legionella BCYE / GVPC



NOTA: Las placas deben estar una hora a temperatura ambiente antes de sembrar.
Para crecimiento de mayor tamaño incubar en atmósfera de CO₂