

Agar Cetrimida EP/USP/ISO

Cat. 5122

Para el aislamiento selectivo e identificación de *Pseudomonas aeruginosa*.

Información práctica

Aplicaciones	Categorías
Aislamiento selectivo	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>

Industria: Farmacéutica/Veterinaria / Cosmética / Clínica

Regulaciones: USP / Farmacopea Europea / ISO 22717

Fórmula en g/L

Agar bacteriológico	13,6	Cetrimida	0,3
Peptona de gelatina	20	Cloruro magnésico anhidro	1,4
Sulfato potásico	10	Glicerol (ml)	10

Control de calidad

Solubilidad	Apariencia	Color del medio deshidratado	Color del medio preparado	Final pH (25°C)
-------------	------------	------------------------------	---------------------------	-----------------

Test microbiológico

Almacenamiento

Temp. Min.: 8 °C
Temp. Max.: 25 °C

Bibliografía
