

Sales Biliares N° 3

Cat. 1706

Agente selectivo inhibitorio para medios de cultivo bacteriológicos.

Información práctica

Aplicaciones	Categorías
Detección	Enterobacterias

Industria: Ingredientes para medios de cultivo

Principios y usos

Las Sales Biliares N °3 son una mezcla de extractos biliares especialmente preparados para su uso en medios selectivos como el Agar MacConkey (Cat. 1052) o el Agar Salmonella Shigella (Cat. 1064). Es un excelente inhibidor de bacterias Gram-positivas como los estreptococos y estafilococos.

Características físico-químicas

Descripción	Especificación
Pérdidas por secado	<5%
pH (solución 2%)	7,5-9
Apariencia	Polvo blanco
Solubilidad (solución autoclavada al 2%)	Clara
Colato sódico	45,0 - 55,0 %
Desoxicolato sódico	45,0 - 55,0 %
Metales pesados	-

Test microbiológico

Descripción	Especificación
Standard plate count	<5.000 col/g
Coliforms	Negative
Yeast and Moulds	<100 col/g
Salmonella	Negative

Almacenamiento

Temp. Min.:2 °C
Temp. Max.:25 °C