

Cryopreserve Beads Blue

Cat. 6082

Medio de conservación-congelación para mantenimiento de cepas de microorganismos.

Información práctica

Aplicaciones	Categorías
Conservación de cepas bacterianas	Uso general

Industria: Cultivo general

Fórmula en g/L

Extracto de carne	3	Cloruro sódico	5
Tryptona	10	Extracto de levadura	5
L-Cisteína	0,94	Glicerol (ml)	150

Control de calidad

Solubilidad	Apariencia	Color del medio deshidratado	Color del medio preparado	Final pH (25°C)
Sin restos	Líquido	N/A	Amarillo pálido	7,3±0,2

Test microbiológico

Microrganismos	Especificación
Escherichia coli ATCC 25922	Buen crecimiento
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	Buen crecimiento

Almacenamiento

Temp. Min.:8 °C
Temp. Max.:25 °C

Bibliografía