

Bilis de Buey Bacteriológica

Cat. 1710

Agente inhibidor para medios de cultivo.

Información práctica

Aplicaciones	Categorías
Cultivo	

Industria: Ingredientes para medios de cultivo / Producción

Principios y usos

Bilis de Buey Bacteriológica se prepara mediante un proceso de deshidratación a baja temperatura. Se utiliza como agente inhibidor selectivo en medios de cultivo como Caldo Bilis Verde Brillante al 2%.

Características físico-químicas

Descripción	Especificación
Pérdidas en el secado	<6%
pH (solución 2%)	7,5-9,2
Ácido cólico	>45%

Propiedades de apoyo al crecimiento

Descripción	Valor
Caldo Bilis Verde Brillante 2%	Good/Bueno

Test microbiológico

Descripción	Especificación
Hongos y levaduras	<100 CFU/g
Coliformes	Negative
Salmonella	Negative
Recuento en placa	<5.000 CFU/g

Almacenamiento

Temp. Min.:2 °C
Temp. Max.:25 °C